

Регламенти за карантина на кучета и котки, внасяни в

Корея

Регламентите за карантина, отнасящи се до кучета и котки, предназначени за внос за Корея, са променени и са в сила от 1-ви декември 2011г. Основните промени в регламентите са за имплантиране на микрочип и тест за неутрализиращ титър на антитела за бяс.

1. Имплантиране на микрочип и тест за неутрализиращ титър на антитела за бяс.

- Микрочипът трябва да се имплантира в тялото на животните и идентификационният номер трябва да бъде посочен в здравния сертификат.
- Тестът за неутрализиращ титър на антитела за бяс трябва да бъдат извършени в международно одобрени лаборатории за бяс най-малко 3 месеца и не повече от 24 месеца преди изпращането с положителен резултат не по-малко от 0.5 IU/ml или по-висок. Резултатът от теста трябва да бъде посочен в здравния сертификат. Но това изискване не се отнася за животни, произхождащи от регион, свободен от бяс или за животни на възраст под 90 дни.

2. Изисквани документи и разрешен брой на животни, които може да се носят.

- Здравен сертификат за животни, издаден от властите в страната износител
 - Идентификационен номер на микрочипа и информация за тест за неутрализиращ титър на антитела.
- Максимален разрешен брой на животните, които ще се внасят без предварително деклариране: 4 или по-малко

3. Карантинен период

А. Кучета и котки от раждането им до 90-тия ден или по-възрастни

- В случай, че животните са идентифицирани с имплантиране на микрочип и тестът за неутрализиращ титър на антитела е със стойност 0.5 IU/ml или по-висок: 1 ден
- В случай, че не е имплантиран микрочип: До деня на извършване на имплантация на микрочипа
- В случай, че тестът за неутрализиращ титър на антитела за бяс не е проведен:
До деня на получаване на резултата от теста за бяс, който показва стойност 0.5 IU/ml или повече
- В случай, че тестът за неутрализиращ титър на антитела за бяс показва стойност под 0.5 IU/ml: До деня на получаване на резултата от теста за бяс, който показва стойност 0.5 IU/ml или по-висока след ваксинация

- В случай, че не са извършени имплантиране на микрочип и тестът за неутрализиращ титър на антитела за бяс: До деня на имплантиране на микрочип и резултат от теста за неутрализиращ титър на антитела за бяс, показващ стойност 0.5 IU/ml или повече

В. Кучета и котки на възраст под 90 дни или от свободен от бяс регион

- В случай, че животните са идентифицирани с микрочип: 1 ден
- В случай, че не е имплантиран микрочип: До деня на извършване на имплантация на микрочипа

3. Международно одобрени лаборатории за контрол на беса (пример)

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm

3. Региони, свободни от бяс съгласно OIE ('10.11.5)

Japan, Taiwan, Cyprus, Australia, New Zealand, Portugal, Iceland, Guam, Hawaii, Samoa, Cayman Islands, French Polynesia, Martinique, Department of Reunion, Wallis and Futuna, Albania, Dominican Republic, Macedonia, Lichtenstein, Malaysia, Switzerland

- Телефонен номер на NVRQS на главни летища и пристанища
(www.nvrqs.go.kr)

Gimpo Airport : +82-2-2664-2601,
Incheon Airport : +82-32-740-2660~1
Incheon Seaport : +82-32-883-4938,
Gimhae Airport : +82-51-971-1925
Busan Seaport : +82-51-469-0822,
Muan Airport : +82-62-975-6033
Gunsan Seaport ; +82-63-442-5071
Jeju Airport : +82-64-746-0761

- Забележка

В случай, че микрочиповете не принадлежат към международно стандартизирани продукти (ISO Стандарти: ISO 117874/11785), вносителите трябва да подготвят подходящи четци за тези микрочипове.